

MaxZero® 
Conector con tecnología antirreflujo
de presión positiva.*2



CVCmax®

Set para cateterismo venoso central

UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA UNA PRÁCTICA SEGURA



Contribuye en la
prevención de infección
en el torrente sanguíneo



**Disminuye el riesgo
de complicaciones** asocia-
das a accesos vasculares
prolongando la permanen-
cia del catéter.



Máxima Seguridad en la
atención del paciente.

COMPONENTES: Catéter venoso central | Línea guía | Introducador | Dilatador de tejido | Puerto de inyec-
ción/ conector sin agujas de presión positiva | Sujetador para catéter | Bisturí quirúrgico | Campo quirúrgico
| Aguja Hipodérmica | Jeringas descartables

Referencias: 1. Plowman R et al. The socio-economics burden of hospital acquired infection. www.doh.gov.uk. | 2. Tacconelli E et al. J Hosp Infect 2009; 72:97-103.
PROHIBIDO REPRODUCIR O CEDER A TERCEROS SIN LA AUTORIZACIÓN DE PS ANESTHESIA S.A.